



FAQ's Silkn Glide Haarentferner

Nr. 5173700

1. Funktioniert Silk'n Glide wirklich?

Ja. Silk'n Glide wurde zur dauerhaften Haarentfernung entwickelt. Nach dem empfohlenen Behandlungszyklus können Sie definitiv zufriedenstellende Ergebnisse erwarten.

2. An welchen Körperstellen kann ich Silk'n Glide anwenden?

Silk'n Glide ist für alle Körperbereiche geeignet. Kleine und empfindliche Stellen wie Achseln, Bikinizone, Arme, Gesicht und Hals sind ideal für eine Behandlung.

3. Wie lange dauert eine Behandlungssitzung mit Silk'n Glide?

Die Dauer ist von der zu behandelnden Körperfläche und der von Ihnen gewählten Behandlungsmethode abhängig. Die Behandlung beider Beine nimmt im IMPULSMODUS bis zu 22 Minuten in Anspruch. Der GLEITMODUS arbeitet schneller und benötigt etwa 15 Minuten. Silk'n Glide erfordert keine Ersatzlichteinsätze, sodass es ununterbrochen über die gesamte Dauer einer Haarentfernungssitzung des/der gewünschten Körperteils/Körperteile eingesetzt werden kann.

4. Was ist der Unterschied zwischen IMPULS- und GLEITMETHODE?

Die IMPULSMETHODE beruht darauf, dass das Gerät auf die Haut aufgelegt, der Auslöser betätigt und ein Impuls ausgesendet wird. Das Gerät wird dann erneut positioniert und die Behandlungsschritte werden wiederholt, bis der gewünschte Bereich vollständig bearbeitet ist.

Bei der GLEITMETHODE wird das Gerät rasch über die Haut hinwegbewegt. Halten Sie den Auslöser gedrückt und lassen Sie das Gerät entlang des gewünschten Bereichs gleiten. Die Impulse werden einzeln nacheinander abgegeben, ohne dass Sie unterbrechen und das Gerät neu positionieren müssen.

5. Welche Methode der Behandlung ist besser für mich, pulsierend oder gleitend?

Dieses hängt von Ihrer Hautfarbe ab. Pulsierend eignet sich sowohl für höhere und niedrigere Energiestufen (d.h. sowohl für hellere und dunklere Hauttöne) und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Abdeckung der Haut. Gleitend ist der beste Weg, um in den niedrigen Energiestufen zu arbeiten, empfohlen für dunklere Hauttöne und Durchführung einer schnellen Anwendung.

6. Ist Silk'n Glide sicher?

Sicherheit steht bei Silk'n Glide an erster Stelle. Die Home Pulsed Light™-Technologie erzielt eine dauerhafte Haarentfernung mit einem Bruchteil der Energiestärke, die bei professionellen lichtbasierten Haarentfernungsgeräten eingesetzt wird. Die geringe Energiestärke, die bei Silk'n Glide zum Einsatz kommt, verringert die Gefahr von Verletzungen oder Komplikationen und trägt somit zu Ihrer Sicherheit bei.

Silk'n Glide verfügt über einen eingebauten Sicherheitssensor, der verhindert, dass das Gerät einen Lichtimpuls aussendet, wenn der Gerätekopf nicht vollständig auf der Haut aufliegt oder der Hautton zu dunkel für eine Behandlung ist.

7. Gibt es Nebenwirkungen bei der Anwendung mit Silk'n Glide?

Nebenwirkungen und Komplikationen sind zwar möglich, aber nicht üblich, wenn Silk'n Glide gemäß den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen verwendet wird. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Beginn der Behandlung. In klinischen Studien, berichtet ein kleiner Bruchteil der Benutzer von einem leichten Wärmegefühl, Rötungen um den Haarschaft und leichten Schwellungen. Diese Symptome klingen in der Regel innerhalb einer Stunde nach der Behandlung ab. Für weitere Informationen über Nebenwirkungen und wie man sie vermeidet, lesen Sie bitte die Silk'n Glide Bedienungsanleitung.

8. Verursacht Silk'n Glide Schmerzen während der Behandlung?

Die meisten Anwender von Silk'n Glide berichten über ein leichtes Wärmegefühl und Kribbeln beim Aussenden eines Lichtimpulses. Anwender mit dickerem und dunklerem Haar können möglicherweise ein leicht stärkeres Unbehagen empfinden, das jedoch nach Abschluss der Haarentfernungssitzung abklingt. Der Silk'n Glide bietet fünf verschiedene Energiestufen, die Sie bequem nach Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und Verträglichkeit einstellen können.

9. Wie oft sollte ich Silk'n Glide verwenden?

Typischer Silk'n Glide Haarentfernungsplan für einen gesamten Haarwachstumszyklus:

Behandlungen 1 bis 4 – in zweiwöchigen Abständen

Behandlungen 5 bis 7 – in vierwöchigen Abständen

Ab der 8. Behandlung – nach Bedarf, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

Erhaltungsbehandlung: Falls weiterhin ein Wachstum der Haare erkennbar ist, sollte gelegentlich eine Erhaltungsbehandlung durchgeführt werden.

10. Wie lange sollte ich die Behandlung mit Silk'n Glide fortsetzen?

Ein typischer Haarwachstumszyklus dauert 18 bis 24 Monate. Während dieser Zeit können mehrere Sitzungen mit Glide erforderlich sein, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erzielen.

Der Zeitumfang der Haarentfernungssitzung fällt von Person zu Person je nach Körperbereich, Haarfarbe und Verwendungsart des Silk'n Glide unterschiedlich aus.

11. Wann kann ich bei Silk'n Glide mit Ergebnissen rechnen?

Da die Ergebnisse bei einem lichtbasierten Gerät oder Laserhaarentfernungsgerät nicht sofort erzielt werden, können Haare nach einer Haarentfernungssitzung erneut wachsen, jedoch fallen diese Haare im Allgemeinen nach zwei Wochen einfach aus. Überdies wachsen Haare in drei verschiedenen Phasen, und der Silk'n Glide kann nur Haare erfassen, die sich in der aktiven Wachstumsphase befinden. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass mehrere Sitzungen notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

12. Kann ich Silk'n Glide auf brauner bzw. dunkler Haut anwenden?

Im Allgemeinen ist die lichtbasierte Haarentfernung nicht für Personen mit dunklerer Hautfarbe geeignet. Der Silk'n Glide arbeitet jedoch mit einer geringeren Energiestärke als andere professionelle Geräte, sodass ein breiteres Spektrum von Hauttönen einschließlich dunklerer Hautfarben behandelt werden kann. Nach dem derzeitigen Stand der Technik kann nur der dunkelste Hautton nicht mit dem Silk'n Glide behandelt werden. Der Silk'n Glide ist mit einem eingebauten Hautfarbensensor ausgestattet, der die Hautfarbe der zu behandelnden Fläche bestimmt und die Anwendung ausschließlich an geeigneten Hautfarben freigibt. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass Sie Ihre Haut an Stellen behandeln, die zu dunkel oder zu gebräunt sind.

13. Wirkt Silk'n Glide bei weißen, grauen oder blonden Haaren?

Silk'n Glide funktioniert am besten bei dunkleren Haartypen oder bei Haaren, die reich an Melanin sind. Melanin ist das Pigment, das Haut und Haaren ihre Farbe verleiht und das die Lichtenergie aufnimmt. Schwarze und dunkelbraune Haare reagieren am besten. Auch braune und hellbraune Haare reagieren auf die Behandlung, jedoch sind für gewöhnlich mehr Haarsitzungen erforderlich. Rote, weiße, graue und blonde Haare können vereinzelt reagieren, allerdings sind auch hier mehr Sitzungen notwendig.

14. Kann ein Mann Silk'n Glide verwenden?

Silk'n Glide wurde für die Anwendung bei Männern und Frauen entwickelt. Doch aufgrund biologischer Unterschiede kann Brusthaar mehrere Behandlungen im Vergleich zu anderen Gebieten bei Frauen benötigen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

15. Warum wachsen meine Haare, obwohl ich sie vor einer Woche behandelt habe?

Es ist durchaus normal, dass es zwei Wochen nach einer Behandlung mit Silk'n Glide so aussieht, als ob die Haare noch wachsen. Dieser Vorgang wird als "Auswurfphase" bezeichnet. Nach etwa zwei Wochen werden Sie sehen, dass die Haare von ganz allein ausfallen oder mit einem leichten Ruck. (Allerdings empfehlen wir nicht die Haare herauszuziehen – sie werden später von allein ausfallen).

Es ist auch möglich, dass einige Haare aufgrund nicht behandelter Flächen oder verschiedenen Entwicklungsstadien, durch Behandlung mit Silk'n Glide nicht getroffen wurden. Diese Haare werden in späteren Sitzungen behandelt, daher auch der Grund, dass mehrere Haarentfernung Sitzungen erforderlich sind um die besten Ergebnisse mit Silk'n Glide zu erreichen.

16. Ich habe gehört, dass einige Haare wieder leicht und feiner nachwachsen nach einer auf Licht basierten Haarentfernung?

Dieses Phänomen ist unter Kosmetikerinnen und Ärzten bei einer mit Licht-und Laser-Geräte durchgeführten Haarentfernung bekannt. Es ist möglich, dass einige Haare leichter und feiner nachwachsen können nach der Haarentfernung mit Silk'n Glide. Normalerweise ist es aber nur ein Bruchteil der Haare im Vergleich zum Wachstum vor der Behandlung und bei Fortsetzung der Anwendung werden sie vollständig verschwunden sein.

17. Kann ich eine Behandlung durchführen bei bereits gebräunter Haut oder nach einem Sonnenbad?

Gebräunte Haut enthält – insbesondere nach einem Sonnenbad – hohe Mengen des Pigments Melanin. Dies gilt für alle Hauttypen und Hautfarben einschließlich derer, die nicht schnell bräunen. Durch die hohen Mengen an Melanin ist die Haut bei Anwendung eines Silk'n-Haarentfernungsgeräts oder einer anderen lichtbasierten Haarentfernungsmethode einem höheren Risiko für Nebenwirkungen ausgesetzt. Daher sollten Sie Ihre Haut vier Wochen vor sowie zwei Wochen nach der Behandlung keinesfalls dem Sonnenlicht aussetzen, um ein gesundes, ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

Der Silk'n Glide unterscheidet sich in diesem Punkt von allen anderen Geräten. Beim Silk'n Glide wird ausdrücklich empfohlen, das Gerät bei gebräunter Haut maximal auf Energiestufe 1 zu verwenden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Verwenden Sie bei gebräunter Haut oder nach einem Sonnenbad keinesfalls die Energiestufen 2 bis 5! Bei einer Behandlung mit dem Silk'n Glide auf Stufe 1 müssen Sie nicht vier Wochen vor und zwei Wochen nach der Behandlung warten, bevor Sie sich der Sonne aussetzen können. Falls Sie jedoch die sonnengebräunten Bereiche mit höheren Energiestufen (2 bis 5) behandeln möchten, sollten Sie vor der Behandlung mit dem Silk'n Glide die entsprechenden Wartezeiten berücksichtigen.

18. Ist die langfristige Nutzung von Silk'n Glide gefährlich für meine Haut?

Der Einsatz von Licht und Laser-Energie in der ästhetischen Medizin ist seit über 18 Jahren in professionellen Fachzeitschriften dokumentiert und von angesehenen Institutionen wie der Mayo Clinic beschrieben. Diese Zeitschriften und Institutionen haben keine Nebenwirkungen oder Schäden bei einem langfristigen Einsatz von Licht- und Laser-Gerät dokumentiert.

19. Kann ich Silk'n Glide zur Entfernung einer Gesichtshaarung verwenden?

Silk'n Glide kann zur Behandlung einer Gesichtshaarung eingesetzt werden. Die Anwendung sollte äußerst vorsichtig erfolgen, um die Augen zu schützen – verwenden Sie Silk'n Glide niemals im Augenbereich!

20. Müssen Sie etwas berücksichtigen, bevor Sie Silk'n Glide verwenden?

Vor jeder Anwendung des Silk'n Glide ist es wichtig, Sonneneinstrahlung auf den zu behandelnden Flächen für mindestens vier Wochen zu vermeiden. Ein hoher UV Sonnenschutz (SPF 50+) sowie Kleidung wird dazu beitragen, die zu behandelnden Flächen zu schützen. Wenn allerdings Bereiche der Sonne schon ausgesetzt sind, empfiehlt es sich, nur Energieniveau 1 für diese Fläche zu verwenden. Die Fläche sollte frei von allen Feuchtigkeitscremes oder Lotionen und mit milder Seife und Wasser gereinigt sein. Die Haut sollte trocken und die Haare auf Niveau der Haut rasiert sein.

21. Wie pflege ich den behandelten Bereich nach der Verwendung von Silk'n Glide?

Der mit Silk'n Glide behandelte Bereich sollte mit Standard-Hautpflege-Produkten gereinigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten bei ungeschützter Sonneneinstrahlung. Starke Sonnenschutzcremes (SPF 50+) und bedeckende Kleidung schaffen hier Abhilfe.

22. Sollte ich die Haare nach der Behandlung herausziehen?

Nein, lassen Sie die Haare nach und nach auf natürliche Weise ausfallen. Dies kann bis zu 2 Wochen dauern.

23. Benötige ich Ersatzlichteinsätze?

Keine Ersatzlichteinsätze erforderlich! Silk'n Glide ist ausgestattet mit 50.000 Impulsen. Genug, um den ganzen Körper und das Gesicht zu behandeln. Im Vergleich: Silk'n SensEpil beinhaltet 750 und Silk'n Flash & Go LUX 5.000 Impulse. Unser neuestes Modell Silk'n Glide enthält mehr Impulse für eine deutlich längere Behandlungszeit. Durch die hohe Anzahl der Impulse, die bereits enthalten sind, besteht keine Notwendigkeit, neue Lichteinsätze für dieses Modell zu erwerben.